

Degelo Colorido

Material

De que precisamos...

— 2 copos; água; corante (várias cores); congelador; proveta; migraspirina.

Procedimento


O que e como vamos fazer...

1 Num copo deitar três gotas de corante vermelho, noutro, três gotas de corante amarelo. Encher os copos com água e colocá-los no congelador, até congelarem.



2 Encher uma proveta com óleo. Introduzir dentro da proveta o gelo corado tirado dos copinhos.

3 Observar o degelo.



4 Quando todo o gelo tiver derretido e encontrar-se no fundo da proveta deitar na proveta um comprimido de migraspirina (Lâmpada de lava).

5 Observar.

Observação / Registo

O que observamos...